



## Spray de désinfection


Le spray de désinfection permet le nettoyage de l'embout (la partie de votre appareil que vous mettez dans votre conduit auditif).

Il s'agit d'un produit désinfectant qui dissout le cérumen.



*Fréquence d'utilisation : .....*

### Mode d'utilisation :



1. Prenez un mouchoir en papier,
2. Appuyez sur le spray afin de faire venir le produit dans la brosse,

**ATTENTION Ne jamais pulvériser directement sur l'aide auditive !**

3. Une fois la brosse humide, brossez délicatement votre embout / la coque de votre intra, afin d'éliminer le cérumen et la désinfection,
4. Laissez sécher toute la nuit.



*Vos aides auditives doivent être manipulées avec précaution.*

*Pour garantir une qualité sonore, il ne faut pas exposer vos appareils à une trop grande humidité : ne les laissez pas dans la salle de bain, enlevez les pour faire votre toilette et pour aller chez le coiffeur.*

*En cas de forte pluie, si vous n'avez pas de quoi protéger votre tête, ôtez-les. Entretien vos appareils permet d'augmenter leur longévité, de préserver votre qualité d'écoute et d'éviter les pannes.*